



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Stanovení vaznosti mouky

Pomůcky:

Váhy pro předvážku, pomůcky pro vážení, odměrné sklo, hodinové sklíčko.

Chemikálie a roztoky:

Vodovodní voda

Postup:

1. Do misky se naváží 10 g vzorku mouky
2. Přidá se známe množství vody (100ml) dokud se tvoří těsto
3. Odměřit zbytkovou vodu

Výsledky a výpočty:

$$X = V$$

Vyjadřuje se jako hmotnostní podíl vody vázaný na 100 hmotnostních dílů mouky při vytvoření těsta správné konzistence.